

**MÓDULO INMUNOHISTOQUÍMICA GENERAL****(18-GEN-MLH1-44)****(18-GEN-CK5/6-44)****(18-GEN-MIOG-44)****1. OBJETO DEL CONTROL**

Se solicita a los participantes la **realización de la técnica de inmunohistoquímica con los anticuerpos MLH1, CK5/6 y Miogenina**, con la metodología y equipo que utilice en su práctica habitual.

Se solicita a los participantes remitir a la SEAP la muestra del **GCP** y un **CONTROL LOCAL**.

**2. ELEMENTOS DE ESTUDIO**

En la Ronda 44 se envían 2 laminillas para estudio.

Se adjuntan pegatinas rotuladas como:

- **18-GEN-MLH1-44 GCP**: Preparaciones consecutivas **Tejido Apéndice + Amígdala + Adenocarcinoma de colon** en portaobjetos de fijado en formol tamponado al 4% (24 horas) y embebido en parafina, cortados a 3 micras. Se remiten dos preparaciones.
- **18-GEN-MLH1-44 LOCAL**: Los participantes deberán remitir una preparación con un caso de su laboratorio.
- **18-GEN-CK5/6-44 GCP**: Preparaciones consecutivas de **Tejido Mama normal + Amígdala** fijado en formol tamponado al 4% (24 horas) y embebido en parafina, cortados a 3 micras. Se remiten dos preparaciones.
- **18-GEN-CK5/6-44 LOCAL**: Los participantes deberán remitir una preparación con un caso de su laboratorio.
- **18-GEN-MIOG-44 GCP** : Preparaciones consecutivas en portaobjetos de **Ostosarcoma con diferenciación rabiomioblástica** fijado en formol tamponado al 4% (24 horas) y embebido en parafina, cortados a 3 micras Se remiten dos preparaciones.
- **18-GEN-MIOG-44 LOCAL**: Los participantes deberán remitir una preparación con un caso de su laboratorio.

**3. RECOMENDACIONES**

Se recuerda a los participantes que los materiales remitidos por el Programa de Garantía de Calidad de la SEAP, deben tratarse de la misma forma que el resto de las muestras habituales procesadas en el laboratorio.



Asimismo, se recuerda que los materiales remitidos son muestras biológicas que no contienen sustancias infecciosas o que no es probable que causen enfermedades en seres humanos o animales.

Las preparaciones, una vez evaluadas, no se devuelven a los participantes por lo que recomendamos realizar captura de imágenes de las muestras antes de enviarlas.

#### **4. ENVÍO DE RESULTADOS Y DEVOLUCION DE MATERIAL**

- Los resultados deben ser enviados en el plazo que corresponde, y que se encuentra publicado en su zona privada de la web [www.seap.es](http://www.seap.es).
- Los resultados enviados fuera del plazo indicado no serán evaluados.
- Para evitar incidencias en el registro de entrada las muestras deberán remitirse en el estuche correspondiente.
- **NO ENVIAR CONTROLES LOCALES CON NÚMERO DE BIOPSIA**

En ocasiones, para garantizar la calidad de los módulos, el Programa de Garantía de Calidad de SEAP puede decidir subcontratar alguna de las actividades del módulo. Cuando se realice una subcontratación, ésta se realizará a un subcontratista competente, y el Programa de Garantía de Calidad de SEAP será responsable de las actividades realizadas por el subcontratista.

Plazo para enviar los resultados: **07-11-2018**

**Nota:** En caso de pérdida, daño, falta del ítem, etc... contactar lo antes posible [calidad@seap.es](mailto:calidad@seap.es)

En caso de no estar conforme con los resultados emitidos, puede descargar el formulario de Apelaciones disponible en la web, y remitirlo por correo electrónico a [calidad@seap.es](mailto:calidad@seap.es).